

המבכירה "חרוסת" ושיאה

והרושם הכללי ממראה הוא — פרת חלב מוב־הקת, בעלת מזג נוח, נחלבת בקלות ובעלת תיאבון טוב. אינה נראית מדולדלת על אף תנוכתה הגבוהה ובמצבה הגופני נראית לא שמנה ולא רזה. לא טיפלנו בה באופן מיוחד, על אף מוצאה המיוחד; היא גם חלתה בשנה האחרונה במחלת הפה והטלפים והיא הניבה ב־340 ימי חליבה 8.076 ק"ג חלב, 288.5 ק"ג שומן ואחוז השומן המוצע עמד על 3.57; התנר־בה היומית הממוצעת היתה, איפוא, 23.8 ק"ג חלב עם 849 גרם שומן, היינו — למעלה מק"ג אחד חמאה ביום!

מן הראוי, לדעתי, להדגים את מהלך התנובה כולה כדי לעמוד על כושר ההתמדה שלה בהנ־בת החלב.

בנובמבר 1956 המליטה בעדרנו "חרוסת" בפעם ראשונה והיא אז בת שנתיים ושבעה חדשים. מוצאה ממשפחה סורית־הולנדית שהע־ניקה לנו עד עתה 15 פרות. אם המשפחה "חרמונה" נקנתה ב־1931 בתור עגלה מערבי עובר אורח במחיר 4 לא"י. אחת הבנות של "חרמונה", שעודנה בחיים, נמנית על האלופות בתנובת חיים וזכתה בתואר זה באופן רשמי. בדרך כלל צאצאי המשפחה עלו במקצת בכושר ההנבה שלהם על הממוצע של עדרנו. "חרוסת" עצמה היא בת "חניתא" ואביה הוא "קישון"; לפי גזעה היא בת כלאיים מדור רביעי (הול × סורי 4) ויתכן שאפשר לזכותה כבר בתור אר "ישראלית־פריזית". מבנה הגוף שלה הוא יפה, עדין, אבל אין לראותה כמעודנת יתר על המידה. העטין שלה קטן אך צמוד יפה לגוף

ביקורת התנובה של "חרוסת" בתקופת תשי"ז

מספר הביקורת	תאריך הביקורת	חלב ליום ק"ג	% השומן	ימי חליבה	סיכום התקופת
1	דצמ' 56	30.—	3.9	29	חלב ק"ג 8076
2	ינואר 57	31.3	3.2	31	שומן ק"ג 288.57
3	פבר' 57	29.6	3.8	28	שומן % 3.57
4	מסץ 57	27.—	3.7	31	ימי חליבה 340
5	אפריל 57	29.6	3.4	30	
6	מאי 57	25.9	3.5	31	ממוצע ליום חלב ק"ג 23.8
7	יוני 57	23.—	3.3	30	ממוצע ליום שומן גר' 849
8	יולי 57	22.2	3.4	31	
9	אוג' 57	18.6	3.5	31	
10	ספט' 57	15.6	3.7	30	
11	אוק' 57	12.—	4.2	38	

כנראה שמופלאות הן דרכי ההורשה וכל כמה שהנך דורש בהם, צפויות לך בכל זאת אפתעות לכאן ולכאן, אלא שהפעם הסבה לנו האפתעה נחת רוח רבה. בית־אלפא חיים וקסמן

ל"חרוסת" 2 אחיות בעדרנו; האחת, "חבי־בה" הניבה ב־4 תקופותיה הראשונות 17.6 ק"ג חלב בממוצע יומי והשניה — "חניה" (אחות מלאה) הניבה בשתי תקופותיה הראשונות 20.4 ק"ג חלב בממוצע יומי.

בדיקת השומן של חלב המיכלים

בדיקות שונות של שומן החלב הנאגר בבריכות הצינור במשקים הוכיחו שיש צורך בבחישה יסודית לפני נטילת הדוגמה כדי שתוצאות הבדיקה תהיינה מדוייקות; ממליצים על בחישה במשך 3 דקות בבריכות הרגילות שבמשקים.